


失語症の言語療法 [語彙訓練]

ドリル集 2 部 CD-ROM

Windows 対応版 Ver.2.00

編著：草野嘉直 著：草野義尊 相澤 悟 児山律子



この度は、失語症の言語療法 [語彙訓練] ドリル集 2 部 CD-ROM をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。

このソフトウェアは、お客様のパソコン及びプリンターを使用して、ドリル集 2 部を印刷し、訓練などに使用していただけます。

特徴といたしまして、項目を選んで頂くことにより、必要な訓練課題ごとに印刷をする事が出来ます。

使用条件

対応 OS : Windows (以下略) 10/8.1/8/7/Vista

必要ソフトウェア : Adobe Reader

1. ご使用方法

ドリル集 CD-ROM をパソコンの CD/DVD ドライブに挿入してください。自動再生設定されている場合は、しばらくするとメニュー画面が表示されます。

メニュー画面が表示されない場合は、スタートボタン→コンピューター→CD-ROM の挿入されているドライブを選択し、CD-ROM 内の "asmenux.exe" をダブルクリックしてください。メニュー画面が表示されます。

2. メニュー画面各ボタンの説明



1. ホームページ

エスコアールのホームページにジャンプします。*1

2. 免責事項

各種免責事項が表示されます。

3. 終了する

メニュー画面を終了します。

4. 使用方法

ドリル集 CD-ROM の使用方法が表示されます。

5. 免責事項の内容をよく読み、同意の上ドリル集 2 部 CD-ROM を使用する

ドリル集 CD-ROM の操作画面が表示されます。*2



*1 インターネットに接続します。

*2 ドリル集 CD-ROM は Adobe Reader を使用します。インストールされていない場合は Adobe 社のホームページよりダウンロードしてください。

■動作条件

Windows10/8.1/8/7/Vista 日本語版、及び、Adobe Reader がインストール済みのパソコンで動作することを確認しています。

動作を確認していない OS、及び、Adobe Reader 以外の他社製 PDF 表示ソフトウェアがインストールされているパソコンについては動作の保証はいたしません。

■免責および使用条件について

株式会社エスコアールは、お客様が本プログラム使用時に生じた一切の責任を負いません。お客様は、本プログラムの一部または全部を、言語訓練の目的以外に使用することは出来ません。

1 製品につき、1 台の PC にのみ使用することを認めます。

■著作権及び禁止事項について

失語症の言語療法 [語彙訓練] ドリル集 2 部 CD-ROM の著作権は株式会社エスコアール、及び、各著者、編者が所有します。

プログラムを不正にコピー、及び、改編することを禁じます。

本プログラムで作成した印刷物を販売、及び、有料、無料を問わず不特定多数の方に配布することを禁じます。

■商標について

Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標です。

Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の登録商標または、商標です。

その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

また、改良のために予告なく仕様を変更する場合があります。

お問い合わせ E メール : info@escor.co.jp